

## ضبط كشف على سيارة الإسعاف

- اسم المنشأة المرخصة لها :  
- رقم ترخيص المنشأة :  
- نوع السيارة ورقمها :  
- المواصفات العامة :

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - وجود اسم المنشأة على السيارة .....   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - سعة المحرك لا يقل عن 2 ليتر .....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - ارتفاع الكيبين لا يقل عن 160 سم .....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - إنارة خارجية قوية أمامية وخلفية .....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - ضوء احمر متناوب .....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - صفارة إنذار مع إذاعة للتحدث مع الخارج.....   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - لها باب خلفي وموقع السائق منفصل عن حجرة المريض بباب أو نافذة يسهل فتحه وإغلاقه ..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - إنارة داخلية مناسبة .....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - آلية تدفئة وتكييف .....  |

### التجهيزات المطلوبة :

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - معدات أوكسجين ومص مفرزات مركزية : اسطوانة أوكسجين عدد /1/ .....                    |
|                          |                          | صمام أوكسجين عدد/1/ مقياس تدفق أوكسجين مع مرطب عدد /1/                               |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - منفسة تعمل بضغط الأوكسجين مع ملحقاته(ايروي – أتنعة بقياسات مختلفة) .....           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - جهاز صدمة مع مونتور في السيارة القلبية .....                                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - خزن مناسبة لحفظ الأدوية والأدوات.....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - جهاز لتعليق المصول .....   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - نقالة رئيسية مع فرشاة مع أحزمة تثبيت مع قفل لتثبيت النقالة ومقعد جانب النقالة..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - مجموعة تنبيب رغامى.....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - وحدة إعطاء أوكسجين يدوي محمولة للكبار والصغار(اسطوانة أوكسجين وملحقاتها+جهاز أمبو) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - جهاز مص مفرزات كهربائي.....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - علبة أدوات جراحة صغرى .....  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - قبات لتثبيت العمود الرقبى.....   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - لوح لتثبيت العمود الظهري والقطني ( لوح طويل + لوح قصير ).....                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - جبائر عظمية اسعافية ( معدنية أو بلاستيكية أو هوائية) .....                         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - مستلزمات الإسعاف الأولي ( أربطة ضاغطة ، شاش معقم ، سيرومات ، قناطر.....) ..        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - حقيبة فحص وتشخيص ( سماعة ، ميزان ضغط .....) .....                                  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - مظفاة حريق مع صلاحية المدة ( غرفة السائق –حجرة المريض ).....                       |
- ملاحظات اللجنة :  
-  
-

تاريخ : / /